

De Fresh Health Bio-energetic Imprinter is natuurlijk, veilig en niet-invasief. U voelt niets van de behandeling, het veroorzaakt geen pijn of ongemak. Er kan meteen tijdens de behandeling verlichting optreden of binnen enkele minuten of uren. Door rustig op de bouwen in het gebruik voorkomt u een mogelijke Herxheimer* reactie. Maak de koperen

plaatjes regelmatig schoon met de alcoholdoekjes. De detox- en allergieboxen zijn persoonlijk. Andere personen kunnen wel na schoonmaak gebruikmaken van de imprinter, maar hebben wel hun persoonlijke detox- en allergieboxen nodig. Wij wensen u veel plezier met de Fresh Health Bioenergetic Imprinter.



Gebruik met twee handen

- Zet het apparaat aan en plaats drie vingers per hand op iedere koperen plaatje.
- Terwijl u goed contact maakt met de plaatjes, kunt u met uw pink de startknop indrukken.
- U begint met 1x per dag voor 2 tot 3 dagen, daarna kunt u dit opvoeren naar 3x per dag.
- De rustige opbouw is om een mogelijke herxheimer reactie te voorkomen.
- Na een week kunt u desgewenst de frequentie verhogen. 5 tot 10 keer per dag geeft vaak sneller resultaat.
- Zet het apparaat uit na ieder gebruik.



Stap 1: Het gebruik met de detox box

- Plaats drie vingers op het 'input' koperen plaatje. Leg de detox box op de 'output' kant.
- Druk op de startknop maar zorg ervoor dat de hand op de 'input' kant contact blijft houden.
- U doet dit maar 1x keer of misschien 1x per maand.
- De detox box kan met een koordje om uw nek hangen of gewoon in uw broekzak.
- De box moet schoon blijven. Het beter om de box in een plastic zakje te doen.



Stap 2:

- Detox box kunt u nu op de 'input' kant leggen en uw drie vingers op de 'output' kant.
- U activeert de startknop.
- Hierdoor bereikt u een dubbele versterking van de trillingen maar ook als methode om het lichaam te stimuleren om de werking van de door u gekozen homeopatische middelen mee te laten werken via de detox box.



De anti-allergie box

- De anti-allergie box is geprogrammeerd met duizenden verschillende allergenen.
- Plaats de allergie box op de 'input' kant en uw hand op het 'output' plaatje.
- Start de imprinter en wacht tot u een piepje hoort. U kunt dit 1 tot 3 keer per dag doen.
- Sommige vrouwen houden de allergie box onder hun kleding op de huid. De allergie box kan ook in de broekzak gedragen worden.



Gebruik met homeopatische middelen

- U kunt ook bijvoorbeeld homeopatische middelen op de 'input' kant leggen en deze 'imprinten' naar de detox box. Dit hoeft u maar 1x te doen.
- Pas de spierspanningstest toe om te bepalen wel homeopathisch middel geschikt voor u is.
- Druk op de startknop maar zorg ervoor dat de hand op de 'input' kant contact blijft houden.

* De Herxheimer reactie wordt veroorzaakt door het afsterven van de bacterie, wanneer een lichaam te snel ontgift en er meer gifstoffen vrijkomen dan het lichaam in staat is om uit te scheiden. Wanneer dit gebeurt, kan hoofdpijn, misselijkheid, braken en algehele malaise het gevolg zijn. Hoewel dit maar een korte periode duurt, kan het ernstig zijn en iemand er van weerhouden om het doel te bereiken.